

COUSSIN STRATUS / COUSSIN ZOÏD PSV

Le coussin **STRATUS** est recommandé pour les utilisateurs présentant un risque modéré à faible d'escarres, et souhaitant un coussin ultra léger.

Sa stabilité, son confort et sa simplicité ont fait du Stratus un coussin extrêmement polyvalent et efficace.

Le coussin **STRATUS** se divise en deux zones fonctionnelles : une zone de mousse HD pour la stabilisation du bassin, et une zone de mousse Medium sous les cuisses et les ischiens.

Le coussin **STRATUS** offre une grande stabilité : il minimise les effets de rotation de bassin, facilite les transferts, et maintient le bassin en position neutre.

Le coussin **ZOID PSV** est recommandé pour les utilisateurs actifs, présentant un risque modéré d'escarres.

Il se divise en trois zones : une zone de contour actif HD, une zone de mousse medium située sous les cuisses, et une zone de mousse à faible densité située sous les ischiens.

Son épaisseur (seulement 6cm), son faible poids, et l'absence de zone d'abduction, le rendent idéal pour les personnes actives.

La housse en stretch nid d'abeilles du coussin **ZOID PSV** est conçue pour être fonctionnelle et limiter les points de frottements (coutures).

Grâce à sa valve PSV à 3 positions, l'immersion optimale peut être déterminée par le thérapeute. Ainsi, par la suite, le réglage de la valve sert de repère.

Les coussins **STRATUS** et **ZOID PSV** existent avec housse en nid d'abeille et housse incontinence.



Coussin STRATUS



Coussin ZOÏD PSV

DIMENSIONS DISPONIBLES (cm)

		Profondeur d'assise														
		Coussin Zoid							Coussin Stratus							
		20	30	35	38	40	43	45	50	30	35	38	40	43	45	50
Largeur	30	X	X	X						X	X					
	35			X		X		X		X		X				
	38				X		X					X		X		
	40					X		X	X				X		X	
	43						X							X		
	45					X		X	X				X		X	X
50					X		X	X						X	X	