


MATELAS GAUFRIER

APLOT Monobloc




MATELAS GAUFRIER MOULÉ EN MOUSSE HR ZYPREX™

- **Efficacité** : grande mobilité des plots.
- **Ergonomie** : les 4 pans coupés facilitent la mise en place de la potence et des différentes formes de panneaux de lit.
- **Confort** : plots moulés, de surface lisse, aux bords arrondis non traumatisants.



Ergonomique :

- 4 pans coupés.
- Plus d'espace pour la potence.
- Compatible avec tous les types de panneaux de lit.




Sécurité :

- Hauteur compatible avec les barrières de lit.

Efficacité :

- Réduction du cisaillement des tissus par la mobilité des plots.
- Grande mobilité des plots dans les 3 dimensions pour réduire le risque de cisaillement de la peau et des tissus sous-jacents.




APLOT, 2 VERSIONS

Monobloc



Monobloc comprimé




PALETTE BOX

- **Pratique** : les matelas sont prêts à l'emploi.
- **Écologique** : réduit volume des déchets.



ROULÉ COMPRIMÉ (RC)

- **Ergonomique** : léger, préhension facile (sangle de transport disponible).
- **Écologique** : augmente la capacité de transport du véhicule.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE SELON PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT			DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU
	CARTON	PALETTE BOX	ROULÉ COMPRIMÉ (RC)			
APLOT Monobloc pans coupés, alèse Dermalon FR*	VA103MB14	VA103MB14-BOX (par 10)	VA103MB14RC1 (unitaire) VA103MB14RC (par 5)	195 x 85 x 14 cm	40 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
APLOT Monobloc pans coupés, housse intégrale Promust PU*	VA103MB14/HIP	VA103MB14/HIP-BOX (par 10)	—			EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
APLOT Monobloc pans coupés, housse intégrale Promust PU HD*	VA103MB14/HIPH	VA103MB14/HIPH-BOX (par 10)	—			EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D

Garantie 1 an.

Entretien : Dermalon FR  ≤1000ppm

Entretien : Promust PU (HD)   ≤5000ppm    