

# DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE

## GEL, ZYPREX, VISCOÉLASTIQUE



- **Efficacité** : réduction et /ou décharge des zones anatomiques en fonction du niveau de risque et des localisations anatomiques.
- **Sécurité** : protections optionnelles en fonction du besoin.
- **Ergonomie** : adaptabilité aux différentes morphologies et environnements.





- Décharge totale du talon.
- Alignement orthopédique du membre inférieur.
- Maintien latéral et en flexion du pied (100°) pour la prévention des équinsimes.
- Déclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.

### ATTELLE RELEVEUR DE PIED



Protection en Promust CIC

### MINI TALONNIÈRE MONOPATIENT



- Décharge totale du talon.
- Ergonomique (facile d'utilisation).
- Faible encombrement.
- Usage à « patient unique ».

### TALONNIÈRE GELSCAR



- Diminution de la pression appliquée au talon.
- Réduction des risques de cisaillement de la peau.
- Limitation des risques d'échauffement de la peau par phénomène de « frictions ».


### TALONNIÈRES STABILISATRICES

- Mousse Viscoélastique.
- Produit livré avec sa housse.
- Léger et faible encombrement.
- Usage mono ou multipatient.



### TALONNIÈRE LARGE

- Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l'axe physiologique du membre inférieur.



### TALONNIÈRE FOND DE LIT



- Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l'axe physiologique du membre inférieur.

### CALE DE DÉCUBITUS

- Pour un positionnement à 30° d'inclinaison latérale durable.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR SEGMENT JAMBIER (cm)	MATÉRIAUX	PROTECTIONS	USAGE		
Atelle releveur de pied	VTAC410/CIC	41	ALOVA	PROMUST CIC	Réutilisable		
	VTAC450/CIC	45					
Décharge Talonnière Stabilisatrice	VDT41A/CIC	41		ZYPREX		Sans protection	Unique
	VDT45A/CIC	45					
Talonnière large	VTLA/HIPH	45		GEL FLUIDE		Promust PU HD	Unique
Talonnière fond de lit	VTLAXL/HIPH	45					
Mini talonnière	VTM/54	19					
Talonnière Gelscar	VGLS13U	Localisation talon					
Cale de décubitus	VCDA/50			Promust PU HD			

Garantie 6 mois à 1 an.

Entretien : Promust PU HD

