



RollOn

Debout par sa propre force

RollOn est un moyen d'aide à la verticalisation pour les transferts sûrs depuis et vers une position assise. Il fonctionne parfaitement pour les transferts vers et depuis les toilettes ou entre le lit et un siège. RollOn peut aussi avantageusement remplacer un fauteuil roulant dans diverses situations de soins où l'équilibre fait défaut, par exemple, lorsque le patient doit se relever pour la première fois après une intervention ou un accouchement.

RollOn repose sur le principe que le patient utilise sa propre force pour se mettre debout. Une fois sur ses jambes, il est entouré d'un support sûr et stable.

Caractéristiques importantes

- Stable et sûr.
- Divers réglages possibles pour une adaptation individuelle parfaite.
- Piètement ajustable.
- Les coussins d'assise du bassin offrent sécurité et sûreté et sont faciles à écarter sur le côté.
- Fabriqué en aluminium pour le respect de l'environnement, la qualité et l'aspect économique.
- Grâce au matériau choisi, RollOn roule facilement, ne rouille pas et est facile à nettoyer.



Le patient s'agrippe aux poignées et se met lui-même debout.



Le piètement est aisément ajusté à la largeur souhaitée. Le repose-pieds est amovible, ce qui simplifie le nettoyage.



Les coussins d'assise du bassin offrent sécurité et sûreté et sont faciles à écarter sur le côté.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge max. :	160 kg
Matériau :	Aluminium
Poids :	24 kg

La ceinture Handy peut être très utile lors de la verticalisation d'un patient en RollOn. Consultez la page 20 pour plus d'informations.

