



[Fiche technique]

Chaise portoir pliante 4 roulettes S-242 Ferno

Réf. 503010

La véritable chaise Ferno, ergonomique, fiable et solide.

La référence dans le monde de l'urgence.

La seule chaise permettant un déplacement plus aisé sur sol irrégulier.

Pliage et dépliage aisés à une main en un seul mouvement en 2 secondes.

Toile en vinyle enduit remplaçable et facilement lavable.

4 Roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure : 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues pivotantes freinées à l'avant.

1 repose-pieds.

2 poignées avant télescopiques ergonomiques réglables en hauteur de série.

4 poignées arrière repliables facilitant le portage dans les pentes prononcées ou dans les escaliers.

Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Informations complémentaires	Toile démontable par fermeture éclair.
Couleur	Orange
Poids	9,4 kg
Dimensions	(h x l x p) Dépliée : 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées/ Pliée : 92 x 53 x 17 cm. Assise (l x p) : 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (L x l) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (Livrées montées).
Matière	Structure aluminium anodisé avec toile en vinyle orange enduit anti-feu M1. Sangles en nylon.
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1 Conforme EN 1865-4-2012.
Instructions d'utilisation	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Accessoires et Consommables	Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes : Réf. 503012 - Chaise S242 avec anneaux de portage

Réf. 1844 - Bretelles de portage (jeu de 2 paires de sangles)

Photos



Réf 1844 - Bretelles de portage