

FAUTEUIL D'HYGIÈNE À FONCTIONS MULTIPLES

Carendo®



Homologation du produit
en catégorie 1B DSDC

Le fauteuil d'hygiène à fonctions multiples Carendo® facilite la toilette quotidienne en un seul transfert tout en permettant aux soignants de trouver une position de travail confortable tout au long du processus.

Convient à Carl et à Doris



Préserver la dignité du patient

La fonction Care Raiser™ permet de soulever le bas du corps du patient ou du résident pour effectuer certains soins d'hygiène intime tout en préservant la dignité de ce dernier.

Des soins d'hygiène simplifiés

Le fauteuil est conçu pour permettre à une seule personne de réaliser l'ensemble des tâches relatives à l'hygiène, notamment l'habillage et le déshabillage, la toilette, la douche et d'autres soins d'hygiène, en un seul transfert.

Permet d'adopter de meilleures positions de travail

L'utilisation du Carendo a permis aux soignants d'adopter des positions neutres pour le dos dans 77% des cas, par rapport à un taux de 48% lors de la toilette d'une personne au lit.*

*Source : Knibbe JJ, Knibbe NE & Heitink DEBL (2016).

Principales caractéristiques

HAUTEUR RÉGLABLE

Permet au soignant de trouver une position de travail confortable tout au long des soins d'hygiène.

DOSSIER CONCAVE PLEIN

TÉLÉCOMMANDE

ARRÊT D'URGENCE

DESCENTE D'URGENCE


ACCOUDOIRS SOLIDES

CARE RAISER™

Vous permet de soulever doucement le bas du corps de votre patient ou résident en appuyant sur un bouton, pour effectuer facilement certains soins d'hygiène intime.



ESPACE REQUIS



Zone de travail requise pour faciliter les tâches de transfert et d'hygiène afin d'optimiser l'accès pour le résident, le verticalisateur et le soignant.

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible (CMA)	136 kg
Poids	64 kg
Longueur minimale, position verticale la plus basse	875 mm
Longueur maximale, position allongée la plus haute	1510 mm
Largeur totale	640 mm
Largeur du châssis	640 mm
Châssis, entre les pieds	508 mm
Longueur du châssis	865 mm
Hauteur minimale du dossier, position allongée la plus basse	1020 mm
Hauteur maximale du dossier, position verticale la plus haute	1550 mm
Hauteur minimale des accoudoirs, position allongée la plus basse	775 mm
Hauteur maximale des accoudoirs, position verticale la plus haute	1320 mm
Hauteur du siège, position allongée la plus basse/la plus haute	510 mm/1050 mm
Course de levage (siège)	550 mm

ACCESSOIRES

- Coussin dorsal
- Oreiller
- Coussin de siège
- Bassin et support
- Sangle de sécurité
- Désinfectant de surface
- Batterie et chargeur de batterie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.



« Le Dementia Services Development Centre de l'Université de Stirling (Écosse) a réalisé une étude de ce produit et a évalué sa conception en vertu des principes de conception applicables à la prise en charge de la démence et de sa facilité d'utilisation dans un environnement adapté à des personnes atteintes de démence. Pour une identification plus aisée, le degré de pertinence technique du produit est évalué grâce à un nombre accompagné d'une explication, au regard des clés de classification fournies. Le logo du produit homologué DSDC est attribué en fonction des distinctions de chaque produit par des codes couleur. Cette homologation ne récompense ni la fabrication ni l'utilisation finale du produit. Si tout a été mis en œuvre pour assurer la justesse de l'évaluation afin qu'elle reflète la pertinence technique des produits et leur application au moment de l'impression, le DSDC ne peut être tenu responsable de l'utilisation finale du produit, de ses performances ou de sa jonction avec d'autres produits ou finitions. Pour qu'un environnement soit considéré comme adapté aux personnes atteintes de démence, il convient de procéder à un examen attentif des caractéristiques des finitions attenantes, des performances (par exemple le Coefficient de Réflexion Lumineuse (CRF)), le caractère anti-dérapant et l'utilisation de motifs), ainsi que de leur compatibilité avec l'utilisation prévue. »