



Rabbit

Code LPPR : 1266846 + 1238152+1207507 code ISO : 044808

Réf. 02681-x / 02682-x / 02683-x / 02684-x



Rabbit est un verticalisateur qui permet une autopropulsion manuelle. La position debout entraîne l'enfant à participer activement à ce qui l'entoure, par une stimulation des sens et une plus grande indépendance.

Une conception accessible et simple assure à l'utilisateur une mobilité maximale en position debout, similaire à celle expérimentée par un utilisateur de fauteuil roulant actif. Sécurisé, fiable et facile à ajuster, Rabbit satisfait les besoins de l'enfant. Il est disponible en 4 tailles et convient à des enfants âgés de 1 à 18 ans.



Caractéristiques

- Mât central réglable en inclinaison qui permet la progression de la mise en charge sur les pieds.
- Système de frein central qui bloque les roues, pour un transfert stable et sécurisé.
- Roues à démontage rapide.

Livré en standard avec :

- base avec roues à autopropulsion équipées de protège rayons ;
- appui thoracique réglable ;
- plaque repose-pieds ;
- support de genoux (peut être livré sans, en cas d'utilisation avec une coque de verticalisation).

Accessoires	Réf.
Appui-tête	
• T 1 - T 2	02696
• T 3 - T 4	02697
Dossier	
• T U	02695
Support de bassin avant	
• T 1 / T 2 - T 3	02704 / 02705
• T 4	02706
Support de bassin arrière	
• T 1 / T 2 - T 3	02685 / 02686
• T 4	02687
Coussin abdominal	
• T U	02679
Tablette playbox	
• T U	02680
Extension de mât (+ 8cm)	
• T U	02709
Cales talonnières	
• T 1 - T 2	02707
• T 3 - T 4	02708
Repose pieds séparés avec sandales	
• T 1	02677
• T 2 - T 3	02678
Sandales (à fixer sur plaque repose-pieds)	
• T 1 / T 2 - T 3	02688 / 02689
• T 4	02690



Appui-tête



Dossier




Support de bassin avant




Support de bassin arrière



Coussin abdominal



Cales talonnières



Repose-pieds séparés avec sandales



Dimensions en cm

Rabbit

Taille	Réf*	Choix Diamètre des Roues	Hauteur Sous Axillaire	Inclinaison Repose-pieds	Hauteur Mât Support	Inclinaison du Mât	Hauteur Hors Tout	Longueur Hors Tout	Largeur Hors Tout	Charge Maxi	Poids Total	Carrossage
T1	02681-X	22/24/26	55-74	+15 à -10	50	0 à 30	67-100	62	61,5	40	13,5	8
T2	02682-X	26/29/32	75-108	+15 à -10	70	0 à 30	85-118	75	68	50	15,5	6
T3	02683-X	26/29/32	83-119	+15 à -10	80	0 à 30	99-131	80	69	60	16	4
T4	02684-X	32/36	96-142	+15 à -10	100	0 à 30	120-153	90	70	70	18,5	4

*Remplacer le X dans la référence, par le diamètre des roues choisi. Ce choix se fait en fonction de la force et de la longueur des bras de l'enfant.