

EasyLife

Des appareils de préhension
d'un nouveau modèle
pour patients à motricité réduite

Non référencé
L.P.P.



Saisir de façon plus ferme

- Même les plus petits objets.
- Les objets ne glissent pas grâce à des surfaces de contact spécialement grandes.
- Maintien ferme grâce à un dispositif de blocage du levier. Réglage simple de la pression.



Deux possibilités de réglage

- **Levier court** : Effort normal avec un potentiel de préhension illimité de la main.
- **Levier plus long** : Effort réduit avec un potentiel de préhension limité de la main.



Un blocage pratique

- Permet de maintenir les objets même après que le levier ait été lâché.
- Système intégré dans tous les modèles.



Pour chaque situation

- En 50 cm, 75 cm et 90 cm de long.
- Pour saisir des objets proches ou à distance que vous soyez assis ou debout.



Idéal à emmener

- La version pliante de 75 cm de long, longueur pliée 40 cm.



Référence	Modèle	Longueur	Code A.C.L.
81118150	Standard	50 cm	—
81118170	Standard	75 cm	7973059
81118190	Standard	90 cm	—
81118100	Pliante	75 cm	7973065

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND APPAREILAGE

CHAUSSURES - ORTHÈSES - PROTHÈSES

9, rue Léopold Bellan • 75002 PARIS • Tél. : 01 42 33 83 46 • Fax : 01 42 33 58 99

159 avenue d'Echenilly • 10120 Saint-André-les-Vergers • Tél. : 03 25 76 10 10 • Fax : 03 25 76 12 10

ortho@neut.fr • www.neut.fr