

22980 – Guide gouttes oculaire

En plastique bleu, de forme cylindrique, il facilite la mise de gouttes dans les yeux en respectant parfaitement les règles d'asepsie. Il est utilisable avec la plupart des flacons utilisés par les laboratoires pour les gouttes oculaires, y compris les flacons de forme ovale.

Cependant, cet appareil ne convient pas pour certains flacons, en particulier ceux de certains collyres sans conservateur dont le goulot est d'un diamètre trop élevé.

Le guide gouttes se nettoie à l'eau bouillante.

Pour éviter tout risque de contamination, ne pas partager l'appareil avec d'autres utilisateurs: le guide gouttes est un appareil individuel.

Diamètre maximum du goulot : 12 mm.

Diamètre : 4,5 cm.

Hauteur : 10,5 cm.

Prix : 15,50 €



22991 – Coupe-comprimés avec réservoir

Boîtier en plastique permettant de couper les comprimés en 2 ou en 4. La découpe se fait en fermant le boîtier.

La partie non consommée peut être conservée dans le boîtier fermé.

Dimensions : 2,6 x 3 x 8,5 cm.

Prix : 10,50 €



Votre Comité Régional ou Local