

## GILET DE MAINTIEN

### LE +

Des clips de couleur pour un montage simple et rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tissu 100% polyester
- Disponible en option : un maintien pelvien doublé d'une enduction plastifiée en PVC imperméable
- Sangles de fixation réglables en longueur, munies de boucles à fixation rapide
- Lavage à 60°

### AVANTAGES

- S'adapte au fauteuil roulant et au fauteuil de repos
- Matière respirante et aérée pour un meilleur confort du patient
- Maintien pelvien amovible qui peut être mis ou non, selon la prescription médicale

### INDICATIONS

Le gilet permet un maintien du buste droit pour prévenir les chutes vers l'avant. En combinaison avec le maintien pelvien, elle prévient des risques de glissement du bassin vers l'avant.



## CEINTURE PELVIENNE

### LE +

Des clips de couleur pour un montage simple et rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tissu 100% polyester
- Disponible en option : un maintien pelvien doublé d'une enduction plastifiée en PVC imperméable
- Sangles de fixation réglables en longueur, munies de boucles à fixation rapide
- Lavage à 60°

### AVANTAGES

- S'adapte au fauteuil roulant et au fauteuil de repos
- Matière respirante et aérée pour un meilleur confort du patient
- Maintien pelvien amovible qui peut être mis ou non, selon la prescription médicale

### INDICATIONS

La ceinture pelvienne permet de prévenir les risques de glissement du bassin vers l'avant.

# GUIDE DES RÉFÉRENCES

## MAINTIEN POSTURAL AU FAUTEUIL

### MODÈLE À FERMETURE À CLIPS

#### CEINTURE SIMPLE



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
MF3320M	M	65 à 95 cm	1 ceinture sans maintien pelvien
MF3320L	L	90 à 130 cm	

En option : maintien pelvien amovible ref. MF3323

#### GILET DE MAINTIEN



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
MF3322M	M	65 à 95 cm	1 gilet sans maintien pelvien
MF3322L	L	90 à 130 cm	

En option : maintien pelvien amovible ref. MF3323

#### MAINTIEN PELVIEN AMOVIBLE



Référence	Taille
MF3323	Unique

#### CEINTURE PELVIENNE



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
CPC1	S	50 à 75 cm	1 pièce
CPC2	M	70 à 95 cm	
CPC3	L	90 à 120 cm	

#### BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
CBIM1	S	50 à 75 cm	1 pièce
CBIM2	M	70 à 95 cm	
CBIM3	L	90 à 120 cm	