

## BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL

### LE +

Des clips de couleur pour un montage simple et rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tissu 100% polyester
- Disponible en option : un maintien pelvien doublé d'une enduction plastifiée en PVC imperméable
- Sangles de fixation réglables en longueur, munies de boucles à fixation rapide

### AVANTAGES

- S'adapte au fauteuil roulant et au fauteuil de repos
- Matière respirante et aérée pour un meilleur confort du patient
- Maintien pelvien amovible qui peut être mis ou non, selon la prescription médicale
- Lavage à 60°

### INDICATIONS

Ce body empêche le glissement du patient vers l'avant et maintient le buste droit.



## GILET PONCHO

### LE +

Ajustement et fermeture par auto-agrippant.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tissu 100% polyester
- Disponible en option : un maintien pelvien doublé d'une enduction plastifiée en PVC imperméable.
- Sangles de fixation réglables en longueur, munies de boucles à fixation rapide
- Lavage à 60°

### AVANTAGES

- S'adapte au fauteuil roulant et au fauteuil de repos
- Matière respirante et aérée pour un meilleur confort du patient
- Très résistant
- De larges sangles maintiennent le patient aux épaules et à la taille

### INDICATIONS

Le gilet assure un maintien sur le fauteuil évitant l'effet d'affaissement du patient.



# GUIDE DES RÉFÉRENCES

## MAINTIEN POSTURAL AU FAUTEUIL

### MODÈLE À FERMETURE À CLIPS

#### CEINTURE SIMPLE



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
MF3320M	M	65 à 95 cm	1 ceinture sans maintien pelvien
MF3320L	L	90 à 130 cm	

En option : maintien pelvien amovible ref. MF3323

#### GILET DE MAINTIEN



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
MF3322M	M	65 à 95 cm	1 gilet sans maintien pelvien
MF3322L	L	90 à 130 cm	

En option : maintien pelvien amovible ref. MF3323

#### MAINTIEN PELVIEN AMOVIBLE



Référence	Taille
MF3323	Unique

#### CEINTURE PELVIENNE



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
CPC1	S	50 à 75 cm	1 pièce
CPC2	M	70 à 95 cm	
CPC3	L	90 à 120 cm	

#### BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL



Référence	Modèle	Tour de taille	Conditionnement
CBIM1	S	50 à 75 cm	1 pièce
CBIM2	M	70 à 95 cm	
CBIM3	L	90 à 120 cm	