



www.deyna.fr

Rouleau de Calage

Le rouleau de 2.20 m s'adresse particulièrement aux personnes alitées.

Le fait que ce produit ne soit pas préformé cela vous permet de l'utiliser pour des applications diverses dans le cadre du positionnement.

La patient est calé confortablement au niveau des genoux, du dos et des épaules.



Le rouleau de 1 m peut être utilisé pour un calage dorsal, mais également pour un positionnement de maintien au fauteuil.



Grâce à l'association de la mousse et des billes, le coussin Deyna garde sa stabilité dans le positionnement et évite les effets de roulement tout en gardant le confort de la personne.

Description :

rouleau de calage en mousse polyuréthane associée à des billes en polypropylène, avec sa housse polyuréthane imperméable M1.

Références et Dimensions :

Réf: 72.100 Modèle 1m

1 m x 20 cm de diamètre

Réf: 72.200 Modèle 2.20 m

2.20 m x 20 cm de diamètre

Entretien :

- Coussin: lavable en machine à 95°C
- Housse: Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant sans chlore. Lavable en machine à 90°C




DEYNA