

Coussin de calage

Il permet :

- Le calage de l'avant bras (en cas d'œdème et d'hémiplégie)
- La surélévation du membre inférieur et la mise en décharge du talon
- La posture en abduction pour limiter les risques de luxation (suite à une prothèse totale de hanche, pour une mise sur le côté à 90°)
- Le positionnement latéral à 30°
- Le calage au fauteuil



Grâce à l'association de la mousse et des billes, le coussin Deyna garde sa stabilité dans le positionnement et évite les effets de roulement tout en gardant le confort de la personne.

Description :

Coussin de calage en mousse polyuréthane associée à des billes en polypropylène, avec sa housse polyuréthane imperméable M1.

Références et Dimensions :

Réf: 72.218

40x60 cm

Réf: 72.219

40x80 cm

Entretien :

- Coussin: lavable en machine à 95°C
- Housse: Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant sans chlore. Lavable en machine à 90° C

