



www.deyna.fr

Coussin de calage 20x30



Il permet de bien positionner :

- La main
- La hanche
- Le genou
- Le pied

Pour éviter certaines positions vicieuses



Grâce à l'association de la mousse et des billes,
le coussin Deyna garde sa stabilité dans le
positionnement et évite les effets de roulement
tout en gardant le confort de la personne.

Description :

Coussin de calage en mousse polyuréthane associée à des billes en polypropylène, avec sa housse polyuréthane imperméable M1.

Référence et Dimension :

Réf : 52.202 - Code LPP : 1254895
20x30 cm

Entretien :

Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant sans chlore.



CE

D
EYNA