

Mobilité et posture en action

RUNSEAT[®]

Rehab



2GX



1 rue Alexandre Fleming

49066 Angers Cedex 01

Tél : +33 (0)2 41 36 36 00

Fax : +33 (0)2 41 31 84 69

www.runseat.fr - contact@runseat.fr

TILITE 2GX - LA TECHNOLOGIE OPTIMISEE POUR PERFORMER

POURQUOI LE TITANE?

Raison n° 1 : le Titane absorbe les vibrations.

Raison n° 2 : le Titane ne cassera pas.

Raison n° 3 : Le titane offre le rapport poids/résistance le plus élevée sur Terre

INNOVATIONS TILITE

- Mécanisme rigide de pliage exclusif "RFM" augmente les performances en réduisant les flexions dans les montant latéraux du cadre.
- LE NOUVEAU PLIAGE RFM, pliage du 2GX en un éclair.
- Le Tru-Fit système : Réduit le nombre de trous dans le cadre, améliore la durabilité. Permet un ajustement facile et réduit le temps d'installation.
- Le carrossage ajustable intègre le Tru-Fit Système de TiLite avec un maximum de 12,7 cm (5") de réglage en hauteur de l'arrière de l'assise.
- La fourche « Bullet » s'ajuste à la plus grande gamme d'utilisateurs.
- La roue avant Performance à 5 branches ne pèse que 45,36 g, 40% plus léger que l'original 3 branches.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| Type de châssis | Pliant en titane – Ajustement total | |
| Styles de cadre | Potences fixes Potences escamotables (intérieur, extérieur et amovibles) Surbaissé déplacement podale. Motorisation adaptable sur cadre. | |
| Largeur totale plié | 27,30 cm (10,75") | |
| Largeur totale du fauteuil* | +18 cm | |
| Limite de poids | 120 Kg . Std et 158 Kg. HD Edition | |
| Largeurs d'assise | 30.5 - 55.88 cm (12"-22") | |
| Profondeurs d'assise | 30.5 - 50.8 cm (12"-20") | |
| Hauteurs de l'assise avant | 34.3 -55.88 cm (13.5"- 22") | |
| Hauteurs de l'assise arrière | 33 - 50.8 cm (13"-20") | |
| Carrossage | 0°, 2°, 4°, 6° ou 8° | |
| Angle avant de potences | Potences fixes - 70°, 80° ou 85° Potences escamotables : 70°, 80° 85°, 90° ou 80° avec 5 cm de cintrage | |
| Roues avants | 24 configurations | |
| Roues arrières | 61 configurations | |
| Mains courantes | 12 choix | |
| Ajustement du centre de gravité | 15.24 cm (6") | |
| Poids de transport | Potences fixes | 6,2 Kg |
| | Potences escamotables | 7,21 Kg |
| Commodité | Système d'ancrage en option Dossier ajustable en angle et rabattable Dossier ajustable en profondeur | |
| Esthétique | Finitions de châssis titane 19 couleurs de châssis 7 couleurs de toiles 8 couleurs de roues Spinergy | |
| Garantie | 5 ans sur le châssis et 2 ans sur les accessoires hors consommables. | |

*Poids et largeurs sur la base de 16"x 16" d'assise avec 0° carrossage, espacement minimal de la roue arrière et toutes les fonctions standard. Les roues arrière ne sont pas inclus dans le poids de transport. Pour référence, une paire de roue arrière standards 24" pèse 3,45 Kg.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE LA VOIE TILITE

La configuration personnalisée, c'est quand vous êtes en mesure de sélectionner des options et des composants sur un fauteuil roulant pour répondre à vos besoins. Alors que d'autres offrent une certaine configuration personnalisée, TiLite offre la plus large gamme d'options parmi lesquelles choisir. Plus de choix signifie une plus grande capacité à véritablement créer une configuration personnalisée d'options qui répondent mieux à vos besoins. Questions de choix et que c'est pourquoi TiLite offre plus d'options que n'importe quel autre fabricant! Le choix est vôtre. Tous les fauteuils roulants TiLite sont présentés avec les options disponibles.

1" (pouce) = 2,54 cm (voir tableau des correspondances sur fiches de mesures).

