

# SURMATELAS MÉMOFOAM

93.190907 / 93.200907 / 92.190907 / 92.200907

Matière : Mousse viscoélastique

Housse : Tissu DEYNAmics®

## MOUSSE


Viscoélastique  
50kg/m<sup>3</sup>



## PRESCRIPTION

- Régulation de la température
- Bonne répartition des points de pression
- Améliore la circulation sanguine

## CONSEILS D'USAGE



## CARACTÉRISTIQUES

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
93.190907	190cm	90cm	7cm	<70kg
93.200907	200cm	90cm	7cm	<70kg
92.190907	190cm	90cm	7cm	>70kg
92.200907	200cm	90cm	7cm	>70kg

- Taille standard
- Possibilité de sur mesure
- Adaptée à la charge pondérale du patient



## Technologie DEYNAconfort®

DEYNA utilise deux mousses différentes afin de répondre à un maximum de besoins utilisateur.

### Mousse Haute Résilience

Mousse ayant la structure alvéolaire la plus ouverte et la plus grande de la gamme. Deyna a choisi ce type de mousse spécifique pour ses qualités de rebond augmentant le confort du patient. Elle a également une grande résilience lui permettant de retrouver sa position initiale et une plus grande durée et stabilité dimensionnelle dans le temps. Ces mousses sont parfaitement adaptées pour un usage demandant du soutien et du confort, comme par exemple dans un fauteuil.

### Mousse viscoélastique

Deyna a privilégié d'utiliser une mousse viscoélastique pour certains de ses produits essentiellement pour sa souplesse et son confort. C'est une mousse parfaitement adaptée pour la répartition de la pression et donc la prévention des escarres. La respirabilité garantit une diminution de la concentration d'humidité et de chaleur sur des zones précises. Ce type de mousse est parfaitement compatible pour le positionnement ou la prévention des escarres dans un lit ou en fauteuil. Le coussin aura une balance parfaite entre maintien de sa forme initiale et adaptation au corps du patient.

DEYNAconfort®	Mousse HR	Mousse viscoélastique
Confort	✓	✓
Fermeté	✓	
Résilience	✓	✓
Rebond	✓	
Souplesse	✓	✓

Tableau des propriétés

## GARANTIE

Housses  
garanties  
2 ans

## Technologie DEYNAmics®

Tissu alliant confort et  
technicité.

## NORME

M1 (non  
inflammable)

### Un tissu adapté au milieu médical

Les housses DEYNAmics® sont déhoussables permettant une hygiène parfaite adaptée au milieu hospitalier. Elles sont lavables en machine à 90°C ou en surface avec un nettoyeur / désinfectant sans chlore. Elles sont également soumises à des tests d'inflammabilité, nos coussins sont donc entièrement ignifugés M1.

### Un tissu technique

La housse DEYNAmics 180g/m<sup>2</sup> en polyester induction polyuréthane bi-stretch, respirante, imperméable et garantie 2 ans. Elle offre une protection du zip assurant une hygiène interne parfaite du coussin.

DEYNAmics®	Valeur	Bénéfice produit
Poids	180 g/m <sup>2</sup>	Résistance et souplesse
Résistance Déchirure	55 Newton	Résistance
Imperméabilité avant/après lavage	Identique	Conservation de l'imperméabilité après lavage
Inflammabilité	M1	Non-inflammabilité ainsi que le non dégagement de fumée en cas de feu.
Respirabilité 37°C / 65%	400 g/m <sup>2</sup> /24h	Bonne respirabilité du tissu

### Tableau des propriétés

## Entretien

Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou avec un désinfectant sans chlore. Housse lavable en machine à 90°C.