



www.deyna.fr

# Matelas standard

## Matelas de base hospitalier d'utilisation courante



### Description :

- Matelas de 15 cm d'épaisseur en mousse Haute Résilience (35 Kg/m<sup>3</sup>)
- Housse en polyuréthane imperméable M1 (en 180g/m<sup>2</sup>) avec fermeture éclair en U.

### Interêts :

Le matelas en mousse de polyuréthane Haute Résilience permet :

- un très bon soutien et un confort du corps en évitant l'affaissement.
- une bonne régulation de la température grâce à sa housse « imper-respirante » d'une grande souplesse.

### Références et Dimensions :

#### MD5 19915

L: 190 cm x l: 90cm x h: 15 cm

#### MD5 20915

L: 200 cm x l: 90 cm x h: 15 cm

### Entretien :

- Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant.  
(désinfection par spray : alcool, ethanol, surfanios...)
- Housse lavable en machine à 90° C (50 fois)
- Ne pas utiliser de produits à base de chlore (javel)

Conformité aux normes feu: Norme NF EN 597 parties 1 et 2  
Recommandation D1-90 du GPEM/CP: Classe D

