


## Le matelas Hospisoft




Une nouvelle référence pour la prévention des escarres chez les patients à très haut risque. Un matelas statique qui agit et réagit pour le contrôle des pressions de façon active !




### Des résultats exceptionnels sur notre matelas Hospisoft !

75% des pressions entre 0 et 10 mmHg  
23% des pressions entre 10 et 20 mmHg  
2% des pressions entre 20 et 30 mmHg




Pressions sur le matelas Hospisoft



Pressions sur un matelas hospitalier



### Réversible



### Moins de transpiration

Les canaux d'aération verticaux et horizontaux garantissent une ventilation optimale du noyau.

### Allègement de la pression

La mousse EvoPoreHRC garantit une prévention de très haut niveau des escarres. Les tubes internes en mousse exclusive extra-tendre permettent au matelas de réagir activement au moindre micro-mouvement, et de ce fait les pressions d'interface mesurées sont à des niveaux comparables à des matelas à air.

### Sécurité

Les bordures latérales offrent une grande stabilité et servent en même temps comme aide au lever du patient. La zone médiane intermédiaire augmente en plus le confort de couchage.

■ Référence	HOS 01- matelas HOSPISOFT housé
■ Degré de fermeté	tendre - moyen
■ Poids du patient	jusqu'à 130 kg
■ Dimensions	196 x 87 x 15 cm (autres possibles)
■ Densité	45 / 40 kg - bordures 50 kg
■ Noyau	7 zones mousse EvoPore - Réversible 6 tubes en mousse extra-tendre découpés aux angles
■ * en option	4 poignées sur la housse
■ Housse	en Obatex DA M1 beige traitement anti-microbien MRSA résistant - traitement Ag+
■ Entretien	housse lavable à 95°C - sèche linge
■ Garantie	noyau : 8 ans (avec prorata) housse : 2 ans
■ Swiss made	EN ISO 9001/2000