

Guide de nos sangles

Le SystemRoMedic offre une gamme compréhensible et complète de sangles confortables et fonctionnelles de fabrications sûres et avec de très nombreux détails pratiques.

Voici un aperçu des situations courantes de levage et des sangles adaptées du SystemRoMedic. Toutes nos sangles sont faites pour une utilisation possible jusqu'à 300 kg.

Levage entre lit et fauteuil roulant



LowBackSling
SystemRoMedic

La sangle LowBackSling soutient le patient sous les jambes et les bras. Le LowBackSling est conçu pour les situations de levage les plus courantes pour des patients avec une bonne stabilité du tronc.

Spéc. du Produit	Art. nr.
toile polyester / XS-S	40200003-4
toile polyester / M-XL	40200006-8
en filet plastifié / XS-S	40250003-4
en filet plastifié / M-XXL	40250006-9



BasicSling
SystemRoMedic

La BasicSling offre un soutien au patient des jambes jusqu'aux épaules. Cette sangle a été conçue pour répondre aux situations de levage les plus courantes pour des patients avec une faible stabilité du tronc, mais un bon maintien de la tête.

Spéc. du Produit	Art. nr.
toile polyester / XS-S	40500003-4
toile polyester / M-XL	40500006-8
en filet / XS-S	40520003-4
en filet / M-XL	40520006-8
filet sans renfort / XS-S	40522003-4
filet sans renfort / M-XL	40522006-8
en filet plastifié / XS-S	40552003-4
en filet plastifié / M-XL	40552006-8



HighBackSling
SystemRoMedic

La sangle HighBackSling est simple à mettre en place pour l'aidant et procure une sensation de sécurité au patient. Elle est conçue pour les situations nécessitant un support supplémentaire et est idéale pour la levée à partir d'une position couchée sur le sol.

Spéc. du Produit	Art. nr.
toile polyester / XS-S	40800003-4
toile polyester / M-XXL	40800006-9
en filet / XS-S	40820003-4
en filet / M-XXL	40820006-9
filet sans renfort / XS-S	40822003-4
filet sans renfort / M-XXL	40822006-9
en filet plastifié XS-S	40852003-4
en filet plastifié M-XXL	40852006-9



ShellHBSling
SystemRoMedic

La ShellHBSling est facile à mettre en place et procure au patient une sensation de sécurité grâce à sa forme qui épouse le corps. Elle permet une posture assise droite et un excellent soutien pour la tête.

Spéc. du Produit	Art. nr.
toile polyester XXS / S	40700002-4
toile polyester / M-XL	40700006-8



FlexibleSling
SystemRoMedic

La sangle FlexibleSling procure une sensation de sécurité car elle est souple et s'adapte naturellement aux contours du corps. Après utilisation, elle peut être laissée dans le fauteuil roulant, le siège de repos ou autre, sans gêner pour le patient.

Spéc. du Produit	Art. nr.
en filet / XXS-S	42522002-4
en filet / M-L	42522006-7
filet sans renfort / XXS-S	42522002-4
filet sans renfort / M-XL	42522006-8



ClassicSling
SystemRoMedic

La ClassicSling permet une assise confortable et sécurisée, ressentie par le patient. Elle est conçue pour être laissée en place après le transfert, sans gêner le patient assis dessus. Elle supporte l'arrière du corps, de derrière les genoux jusqu'aux épaules, et convient donc au levage de patients, même amputés (au-dessus du genou).

Spéc. du Produit	Art. nr.
en filet / XS-S	41222003-4
en filet / M-XL	41222006-8



ClassicHBSling
SystemRoMedic

La ClassicHBSling permet une assise confortable et sécurisée, ressentie par le patient. Elle est conçue pour être laissée en place après le transfert, sans gêner le patient assis dessus. Elle supporte l'arrière du corps, de derrière les genoux jusqu'aux épaules, et la tête avec son support.

Spéc. du Produit	Art. nr.
en filet / XS-S	41522003-4
en filet / M-XL	41522006-8



AmpSling
SystemRoMedic

La sangle AmpSling comporte deux sections de jambes qui facilitent la mise en place. Elle soutient du coccyx jusqu'aux épaules. Elle est conçue pour convenir parfaitement aux patients amputés au-dessus du genou. Les parties jambières se croisent sous le patient et remontent jusqu'aux boucles de regroupement rouges.

Spéc. du Produit	Art. nr.
toile polyester / XS-S	42700003-4
toile polyester / M-XL	42700006-8

L

tc