


SANGLE EN U ENVELOPPANTE CONFORT-MOUSSE

DISPONIBLE EN POLYESTER OU VINYLE

Code LPPR à la Vente : 1280533



- Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

- Le positionnement des accroches, au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, associé à un fléau écarteur, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

- En modèle Vinyle, elle s'utilise pour l'incontinence à la mobilisation et la décontamination rapide entre deux patients.

- Les jambières en mousse facilitent également le positionnement et le retrait, et répartissent les pressions exercées sur les cuisses.

- La tête intégrée baleinée (amovible pour le lavage) et la forme enveloppante de la sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.



Matériaux textiles conformes à la législation
REACH
 sur les substances indésirables

Sangles de Lève-Personnes (en U)

Composition, Modèles, Références & Dimensions (en cm)



Composition
 Tissu 100% polyester ou vinyle armé
 Sangle polyester 40 mm 1450 DaN
 Mousse PE 50 kg/m³
 Baleinage aluminium 15x3 mm
 Biais polyester 40 mm

Polyester	Vinyle	Tailles	A	B	C	D
SLK-CF-TM	SLK-VY-TM	M	50	89	122	48
SLK-CF-TL	SLK-VY-TL	L	65	92	136	48

