


SANGLE ERGONOMIQUE POUR TRANSFERT ASSIS

DISPONIBLE EN POLYESTER OU VINYLE

Code LPPR à la Vente : 1280533



- Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
- Les accroches à deux réglages permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis ou semi-allongé.
- En modèle Vinyle, elle s'utilise pour l'incontinence à la mobilisation et la décontamination rapide entre deux patients.
- Les jambières en mousse thermocompressée facilitent également le positionnement et le retrait, et répartissent les pressions exercées sur les cuisses.
- Sa partie dos + tête en mousse rigide (doublée d'un tissu Spacetec 3D sur le modèle polyester) augmente le confort et permet de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et surtout pour les ramassages au sol.



Matériaux textiles conformes à la législation
REACH
 sur les substances indésirables

Sangles de Lève-Personnes (en U)

Composition, Modèles, Références & Dimensions (en cm)



Composition

Tissu 100% polyester ou vinyle armé
 Tissu polyester tri-dimensionnel 3D (modèle polyester)
 Sangle polyester 40 mm 1450 DaN
 Mousse thermocompressée (modèle polyester)
 avec revêtement polyester
 Mousse imperméable 100kg/m3
 Biais polyester 40 mm

Polyester	Vinyle	Tailles	A	B	C	D
SMB-PE-S	SMB-VY-S	S	60	68	86	28
SMB-PE-M	SMB-VY-M	M	70	78	108	38
SMB-PE-L	SMB-VY-L	L	80	88	116	50

