

Traitement des Grands-Brûlés

Chariot porte-civière

Chariot porte-civière à hauteur variable électrique

REF. 5160.00




Le chariot porte-civière 5160.00 permet d'effectuer les transferts des patients grands-brûlés de leurs chambres vers la baignoire de traitement 4854.00.

Un dispositif de guidage assure un transfert souple et sécurisé de la civière du porte-civière vers la baignoire.

La hauteur variable électrique permet d'ajuster la hauteur souhaitée et un dispositif de réglage d'inclinaison assure une prise en charge de la civière sur la baignoire même lorsque le sol est incliné.




Chariot porte-civière



Chariot porte-civière à hauteur variable électrique

REF. 5160.00



DESCRIPTION :

- Châssis et barre centrale en acier avec revêtement peinture, coloris gris.
- Tubes supportant la civière en acier inoxydable 316L.
- 4 roulettes Ø125mm avec freins.
- Hauteur variable électrique par colonne télescopique en aluminium.
- Interrupteur de positionnement sur chaque support.
- Dispositif de réglage d'inclinaison sur 6°.
- Alimentation électrique par batterie amovible 24V 2.9Ah
- Arrêt d'urgence.
- Montée et descente de secours électrique.
- Capot d'étanchéité amovible pour le bloc batterie.
- Télécommande 2 fonctions avec témoin d'état de la batterie.
- Chargeur 24V externe avec témoin de charge.
- 2 taquets bloqueurs de civière avec axes de sécurité.

PERFORMANCES :

- Charge maximale : 160Kg
- Autonomie : 35 cycles à 140 kg

OPTION / ACCESSOIRE :

- Batterie supplémentaire 2.9Ah réf. 1442451

CONFORMITE :

- 93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)
- NF EN 12182 (Aides techniques pour personnes handicapées)
- NF EN 1441 (Analyse des risques des dispositifs médicaux)