


Aides à la verticalisation



INFO

L'aide au levage Magic se combine idéalement avec la sangle pour jambes

La partie intérieure est amovible (fermeture velcro)



PM-Alpha® Levage Magic

Code article: PM-3015
Dim.: 65 x 25 cm
Matériau: Nylon

Brevet: 10 2009 019 716 B33

PM-Alpha® Levage Standard

Code article: PM-3012
Dim.: 60 x 20 cm
Matériau: Nylon



PM-Alpha® Levage Standard

Cette aide vous permet de tenir et de diriger les patients avec beaucoup de maîtrise pour les lever, les asseoir et les transférer.


L'utilisation simple de cette aide est en adéquation avec les méthodes de travail amicales au dos et avec les règles qui régissent le personnel soignant. PM-Alpha Magic peut être combiné avec d'autres aides de manière variée, en fonction des besoins et exigences fonctionnelles des patients.

La surface extérieure de cette aide est réalisée en nylon, barrière contre l'infiltration de l'humidité et de la saleté.

En fonction de la situation, une bonne tenue du patient est toujours proposée par le choix entre l'utilisation des poignées courtes ou longues.



Avec les aides à la verticalisation, les patients sont repositionnés sur leur lit ou transférés du lit au fauteuil ou vice-versa.



PM-Alpha® Raising Aid Standard

L'aide à la verticalisation est une aide universelle avec de nombreuses applications.

Idéal en conjonction avec une planche de transferts lors du passage à un fauteuil roulant.