

# Aides à la verticalisation





## PM-Alpha® Matelas de levage

Code article: PM-4012  
Dim.: 110 x 53 cm  
Avec 4 poignées

Code article: PM-4016 (pas d'ima.)  
Dim.: 150 x 53 cm  
Avec 6 poignées

Matériau: Nylon



La matelassure procure un grand confort au patient.

Le matelas de levage est muni de 4 ou 6 poignées.



Le matelas de levage est repliable et peut être bordé.

## PM-Alpha® Matelas de levage

Le matelas de levage à plusieurs fonctions. Il sert à déplacer ou repositionner un patient couché dans son lit de l'avant vers la tête de lit et latéralement, à transférer un patient de son lit vers, par exemple, un brancard-douche mais également pour relever un patient tombé à terre.

Sur le fond du matelas, une surface glissante solide est cousue. Cette surface réduit considérablement les résistances dues au frottement entre le patient et la surface de transfert. Les bords latéraux du matelas avec les poignées sont repliables intérieurement et avec le patient allongé de côté, il se place commodément sous lui. La matelassure peut être retirée et le matelas de levage nettoyé ou désinfecté. L'usage du matelas de levage pour relever un patient tombé sur le sol n'est pas seulement une assurance pour le patient ; c'est aussi prendre en considération le dos du personnel soignant.



Le matelas de levage à plusieurs fonctions. Il sert, entre-autres, à transférer un patient d'un support vers son lit mais également pour relever un patient tombé à terre.

