



PM-Alpha® Système de transfert 400

PM-Alpha® Matelas de transfert 400
Avec feuille jetable PEM
Code article: PM-1500

PM-Alpha® Matelas de transfert 400
Code article: PM-1501

Avec 12 poignées (4 de chaque côté, 2 en-tête, 2 au pied)
Dim.: 220 x 115 cm
Charge max.: 400 kg
Matériau: PES/PVC

(Caractéristiques PEM-feuille jetable voir page 24)




Le renfort des poignées améliore la prise en main.



PM-1501

Charge max. du système de transferts



PM-Alpha® Matelas de transfert 400

PM-Alpha matelas de transfert et PEM-feuille glissante jetable – Système de transfert pour personnes en surpoids.

L'interaction du matelas de transfert avec la feuille glissante jetable PEM permet d'effectuer plusieurs types de transferts à des niveaux différents. Plusieurs feuille PEM placées en dessous du matelas de transfert réduisent la résistance aux frottements jusqu'à 70%. Le matelas de transfert peut être utilisé, en toute sécurité, par maximum 12 personnes. Chacune des poignées est attachée à son vis-à-vis dans une configuration de ceinture.



INFO

Protéger les patients des infections est de loin la principale raison d'utiliser la feuille PEM

