

## Les sangles filet pour bain, en polyester

Le séchage rapide des sangles évite les écoulements d'eau à l'extérieur du bain.  
La tête souple ou en demi-lune assure un maintien parfait de la tête.



*Sans tête*  
Réf. S85 20 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.

*Tête souple*  
Réf. S85 23 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.



*Tête demi-lune*  
Réf. A30 24 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.



*Tête baignée*  
Réf. S85 25 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.

## Les sangles de toilette et pour coquille

Elles assurent un accès parfait au siège pour les changes, le nursing et facilitent les transferts aux toilettes.

Pour le déshabillage du patient, les jambières sont positionnées sans croisement, de l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur comme montré sur les photos.

Le positionnement avec croisement permet un maintien optimal lors des transferts lorsque le déshabillage n'est pas nécessaire.

Les sangles permettent une prise rapide et adaptée des patient en coquille touchés par une infirmité motrice cérébrale. La position permet de maintenir la tête, après la sortie de la coquille et pendant le transfert.

Les sangles en vinyle autorisent en collectivité un nettoyage, ainsi qu'une désinfection rapide et efficace.



*Polyester sans tête - spécial coquille*  
Réf. S85 40 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.



*Polyuréthane sans sa tête amovible*  
Réf. S85 42 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.



*Polyuréthane avec sa tête amovible*  
Réf. de la tête : S85 49 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.