

## Les ceintures de déambulation

Elles sont destinées aux phases de rééducation et permettent la position verticale. Le patient est parfaitement maintenu et se déplace en toute sécurité.



Ceinture de déambulation  
Réf. A30 36 100 S, 200 M, 300 L

## Les sangles post-opératoires pour patient amputé

Les sangles post-opératoires pour patient amputé sont utilisées dans le cadre d'amputation longue ou courte d'un membre inférieur.



Réf. S85 80 200 M, 300 L

## Les sangles hamac

Elles s'ajustent parfaitement au corps mais ne peuvent être laissées sous le patient pour une longue période.



Sangle hamac en polyester  
Réf. S85 21 200 M, 300 L

ou de l'extérieur vers l'intérieur

ssaire.

La tête peut alors être fixée à la sangle



Vinyle sans tête  
Réf. S85 41 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.

## Les sangles de levage vinyle avec tête baleinée

Les sangles en vinyle permettent une aide à la prévention des infections nosocomiales. Le nettoyage et la désinfection sont effectués par pulvérisation ou immersion, à l'aide d'un désinfectant approuvé bactéricide, fongicide et virucide. Le confort est assuré par un rembourrage en mousse hydrophobe évitant les cisaillements. Les deux modèles proposés s'adaptent à toutes les pathologies et les sensibilités.



Tout Confort et tête baleinée  
Réf. S85 33 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.

Jambières Confort et tête baleinée  
Réf. S85 35 000 XS, 100 S, 200 M,  
300 L, 400 XL, 500 XXL.