

## Modèles standards Liko™ : les plus couramment utilisés



### Des harnais adaptés aux besoins des patients.

Voici plusieurs années que nous avons adopté la devise « **Le levage repose pour moitié sur le harnais** ». Le harnais est un facteur déterminant dans le bon déroulement du levage ; il est le lien entre l'appareil et le patient. Tous les modèles de harnais ont leurs propres caractéristiques, de manière à répondre à un large éventail de besoins de levage spécifiques. Certains modèles sont dits « standards » parce qu'ils répondent à un besoin plus large pour le levage de divers types de patients. Ils sont utilisés dans les situations de levage courantes : depuis/vers un lit/brancard/chaise/fauteuil roulant. Certains peuvent aussi servir au levage depuis le sol.

### Saviez-vous...

... qu'aucune situation de levage ne se ressemble. C'est exactement pour cette raison que nous disposons de l'une **des gammes d'accessoires de levage les plus vastes**. Tous nos modèles de harnais disposent de caractéristiques uniques qui permettent de répondre à des besoins de levage spécifiques. Grâce à notre éventail de harnais et d'accessoires, nous pouvons répondre à la fois aux situations de levage **les plus courantes d'une unité de soins comme aux cas les plus difficiles**. Ces considérations ont guidé notre **travail de conception depuis plus de 30 ans**. Nous pouvons donc affirmer sans risque que nous savons ce qui fonctionne.

## Modèles standards Liko™ : les plus couramment utilisés



### HARNAIS UNIVERSEL LIKO™, MOD. 000, 002

Un modèle standard qui convient à la majorité des patients. Le harnais Universel est parfait pour les patients âgés à mobilité réduite. Il permet de placer le patient dans une position assise droite dans laquelle tout le dos est soutenu. Le modèle 002 est une version procurant une hauteur de levage très élevée. C'est un excellent harnais pour débuter.

- Excellent modèle standard, convient à la plupart des patients
- L'ensemble du dos est soutenu
- Les bras du patient sont placés à l'intérieur du harnais
- Le patient est dans une position assise droite (000)
- Le modèle 002 augmente la hauteur de levage

TAILLES : S, MS, M, L, XL\*

TISSUS : Polyester, filet polyester, filet plastifié



### HARNAIS SOFT ORIGINAL DOS REHAUSSÉ LIKO™, MOD. 26 MEILLEURE VENTE

Le harnais Soft Original, dos rehaussé Liko, a une coupe élaborée et procure un grand confort car la tête est convenablement soutenue en position assise. Il permet d'obtenir une position assise inclinée tout en maintenant la tête et donc, convient aux patients dont le maintien de tête et du buste est faible. Le harnais Soft Original, dos rehaussé est parfait pour le levage vers et depuis le sol.

- Convient à la plupart des patients
- Choix idéal pour les transferts depuis une position horizontale (allongée)
- Coupe et confort optimisés
- Soutien de tête plus confortable
- Position assise inclinée confortable

TAILLES : XS, S, MS, M, L, XL, XXL\*

TISSUS : Polyester, polyester tricoté à motifs Oursons (enfants)



### HARNAIS ORIGINAL DOS REHAUSSÉ LIKO™, MOD. 20

Le harnais Original, dos rehaussé Liko, permet d'obtenir une position assise inclinée tout en maintenant la tête et donc, convient aux patients dont le maintien de tête et de buste est faible. Il est parfait pour les levages vers et depuis le sol.

- Convient à la plupart des patients
- Excellent choix adapté aux levages depuis une position à plat
- Apporte un bon soutien du dos et de la tête
- Position assise inclinée confortable

TAILLES : XS, S, MS, M, L, XL, XXL\*

TISSUS : Filet polyester, filet plastifié, polyester, polyester tricoté à motifs Oursons (enfants)



### HARNAIS ORIGINAL LIKO™, MOD. 10/11

Le dos du harnais Original, Liko, est moyennement haut ; ce qui permet au patient de placer un ou ses deux bras en dehors du harnais. Le harnais est adapté aux personnes pouvant participer ; il est simple et souple à utiliser comme il procure une position assise confortable. Par ailleurs, il existe dans un large éventail de tailles et de versions.

- Permet aux patients de participer
- Excellent pour les transferts de la position assise à semi-inclinée
- Excellent soutien du dos jusqu'aux omoplates
- Les bras du patient peuvent se placer à l'intérieur ou à l'extérieur du harnais
- Facile à mettre en place

TAILLES : XS, S, MS, M, L, XL \*

TISSUS : Polyester, filet polyester, filet plastifié, polyester tricoté à motifs Oursons (enfants)

