



[Fiche technique]

Chaise portoir pliante 2 roulettes S-240 Ferno

Réf. 503300

Idéal pour transférer un patient, monter et descendre les escaliers. Chaise robuste et fiable.
Structure en aluminium avec toile démontable en vinyle bleu lavable.
Pliage et dépliage aisés à une main en un seul mouvement en 2 secondes.
2 roues à l'arrière à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.
1 repose-pieds.
2 poignées avant télescopiques ergonomiques réglables en hauteur de série.
2 poignées arrière repliables facilitant le portage dans les pentes prononcées ou dans les escaliers.
Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Informations complémentaires	Toile démontable par fermeture éclair.
Couleur	Bleu
Poids	9 kg
Dimensions	(h x l x p) Dépliée : 92 x 53 x 74 cm avec poignées pliées/ Pliée : 92 x 53 x 17 cm. Assise (l x p) : 43 x 42 cm hauteur assise 48 cm. Dossier (L x l) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (Livrées montées).
Matériau	Structure en aluminium anodisé avec toile en vinyle bleu enduit anti-feu M1. Sangles en nylon.
Normes et Certification	Conforme à la norme EN 1865. Dispositif médical de classe 1
Entretien	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Accessoires et Consommables	Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes : Réf. FMR_503300 - Chaise S240 avec anneaux de portage Réf. 1844 - Bretelles de portage (jeu de 2 paires de sangles)