




SUPPORT DE TRONC MONOFLEX™

La ceinture dynamique d'abdomen ou de poitrine parfaite. Comfortable, haute résistance élastique des coussinets procurant juste le bon degré d'étirement tout en maintenant un contrôle considérable. La boucle d'ouverture sur le côté permet un ajustement et une libération sur les deux côtés en connivence. Le matériel de montage versatile s'adapte à tout type de solide ou dossier en fronde.

Taille	Longueur des coussinets	largeur des coussinets	Part No.
XS	12-1/4" (31cm)	3" (8cm)	SH103XS
S	15-1/2" (39cm)	3-1/2" (9cm)	SH103S
M	18-1/4" (46cm)	4" (10cm)	SH103M
L	21-1/2" (55cm)	4-1/2" (12cm)	SH103L
XL	24-1/2" (62cm)	5" (13cm)	SH103XL

MESURES POUR MONOFLEX™

Mesurer le tour du tronc de l'utilisateur du devant et des côtés à la hauteur sur laquelle Monoflex sera utilisé. Consultez les tailles de coussinet (au-dessus) et sélectionnez la taille qui pourra couvrir le devant et entourer au moins à mi-chemin du tour de chaque côté du tronc, en laissant un espace sur le devant du dossier du fauteuil roulant pour laisser un espace de resserage pour les boucles.



TAILLE	Min/Max Ajustement
XS	14-17-1/2" (36-45cm)
S	18-21-1/2" (46-55cm)
M	22-25-1/2" (56-65cm)
L	26-29-1/2" (66-75cm)
XL	30-33-1/2" (76-85cm)



SANGLE ET EXTENSION ÉLASTIQUE UNIVERSELLE

Un support de tronc antérieur facilement transportable et versatile, support abdominal ou instruments de positionnement pour thérapeutes, usagers et aide-soignants.

La simple fermeture accroches et boucles (Hook and loop) avec la boucle de pouce offre une ouverture et un ajustement pour les personnes n'ayant qu'une main fonctionnelle. Longueur: 56" (142cm)

SP110S Small Largeur: 3" (8cm)

SP110L large Largeur: 4-1/2" (11cm)



CEINTURE POITRINE

Caractéristique d'une fermeture accroches et boucles de haute qualité avec un anneau en cuir raidi permettant un ajustement facile pour les utilisateurs ayant les fonctions de mains limités

Longueur utilisable: 46" (117cm)

Largeur de la Sangle: 2" (50mm)

SH102-B2 Cinch-Mount™

SH102P-B2 Cinch-Mount™

(with PD306 Slip-On Pad. See pg. 8)

SH102-B1 Flat-Mount™

SH102P-B1 Flat-Mount™

(avec PD306 rembourrage de ceinture.

Voir pg. 8)