

MATELAS NAUSIFLOW 512

Prévention & Aide au Traitement des Escarres

AVANTAGES

- Le NAUSIFLOW 512 est la dernière génération de matelas à air.
- Sa configuration compartimentée et ses dimensions ajustées lui permettent de s'adapter à tout type de couchage en 90, facilitant également son entretien et proposant de multiples configurations de par ses cellules déchargeables avec bouchon.
- Ses caractéristiques (CPR, position transfert) en font un produit polyvalent pour le domicile et la collectivité.

PRÉVENTION

- La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appuis du corps en moyenne toutes les trois heures pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.

SPÉCIFICATIONS

- Dessus de housse séparable CRIB 5 (équivalence M1) :
- antibactérien et antifongique
- Dimensions 17 x 85 x 200 cm : pour sommier de 85 cm à 90 cm de largeur utile
- Hauteur d'air 13 cm
- Sous-matelas mousse 4 cm
- Certifié CE
- Dispositif médical de classe 1

• GARANTIE : 3 ANS (sauf housses souillées et casse)

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Prix public H.T.	Location journalière ¹
NAUSIFLOW512-85-PM	400,00 €	333,33 €	0,44 €
NAUSIFLOW512-85-CA	400,00 €	333,33 €	0,44 €
NAUSIFLOW512-85-GR	400,00 €	333,33 €	0,44 €

¹ Tarif H.T. journalier pour un engagement sans interruption de 36 mois minimum




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CPR
(réanimation cardio-pulmonaire)



Dessus de housse séparable
avec marquage
(sens et référence)
Compartiment indépendant
pour sous-matelas mousse



Cellules indépendantes
en nylon laminé polyuréthane
et déconnectables avec
bouchon pour créer
une décharge



Position transport
(durée supérieure à 120 mn)



CONNECTIQUES DISPONIBLES SUR LE MATELAS

• PM




• CA



• GR



COMPATIBILITÉ COMPRESSEURS



- NAUSIFLOW-ONE-PM (page 105)
- NAUSIFLOW-PM (page 107)
- NAUSIFLOW-AUTO-PM (page 109)
- NAUSIFLOW-MAXI-PM (page 110)
- DECUFLOW-AUTO2-CA (page 108)
- DUAL-AUTO-CA (page 111)
- SANIFLOW-2S-GR (page 106)