

# Baignoire Lanira



Personnes  
semi-dépendantes  
à dépendantes



## PRODUIT

→ Un design tout en rondeurs pour un aspect complètement démédicalisé

### → Pratique et ergonomique

- Hauteur variable électrique pour faciliter le travail du soignant
- Design ergonomique de la cuve pour faciliter au maximum les manipulations du soignant
- Gestion des fonctions simplifiée par des commandes tactiles
- Remplissage automatique \*
- Désinfection automatique des circuits internes

\*option

### → Bien-être

- La LANIRA s'inscrit complètement dans la démarche Snoezelen : elle intègre les services bien-être de balnéothérapie, phytothérapie, aromathérapie et chromothérapie.
- Une balnéothérapie à air et à eau silencieuse pour une relaxation optimale

### → Harmonie

- Une atmosphère démédicalisée propice à l'exploration sensorielle, la détente et le plaisir
- Couleurs et sérigraphie de la baignoire personnalisables, idéal pour intégrer un réel espace bien-être préconisé par le projet Snoezelen
- Design accueillant
- Tous les bienfaits d'un bain relaxant et vivifiant résolument tournée vers le bien-être et la stimulation des résidents

Robinetterie thermostatique intégrée avec douchette



Hauteur variable électrique



Pour un transfert en toute sécurité

**NOVUM 1000** Élévateur d'hygiène

Demandez la documentation




Prévention des maladies nosocomiales :


La baignoire LANIRA est équipée d'un système de désinfection FLASH. Une fois le bain donné, il se déclenche automatiquement et désinfecte l'ensemble des circuits internes. Hygiène et propreté assurées sans avoir besoin d'y penser !

# Caractéristiques techniques

## Schéma technique de la BATEIA



## Schéma technique de la LANIRA



## Informations techniques

	BATEIA	LANIRA
Réglage de la hauteur	Min. 878mm / Max. 1178mm	Min. 747 mm / Max. 1047 mm
Hauteur de transfert au bas de la porte ouverte	Min. 538mm / Max. 981 mm	/
Charge maximale (patient + eau)	300 kg	500 kg
Poids de la baignoire vide	210 kg	250 kg
Décibels	30 db	30 db
Contenance moyenne	120 L	200 L
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergonomique intégré</li> <li>Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant</li> </ul>	
Détails techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système anti-retour</li> <li>Electrovanne</li> <li>Sécurité anti brûlure avec verrouillage de la température d'eau à 38°C</li> </ul>	
Approvisionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eau chaude et froide: vanne 1/4 de tour 1/2" - robinetterie standard RAMON SOLER [en option GROHE]</li> <li>Femelle Alimentation électrique: 230 V - fusible 16 A [10A sans balnéothérapie] - disjoncteur - différentiel 30 mA</li> </ul>	
Normes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marquage CE</li> <li>Directive "Machines" 89/392 CEE</li> <li>Directive "Basse tension" 73/23 CEE</li> <li>Normes CE EN 809 [Sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides]</li> <li>EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 [Sécurité des machines]</li> <li>EN 563 [Sécurité des machines - Températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes]</li> </ul>	

# Options et accessoires

## Modèle

### Elysée BATEIA

Avec programme Snoezelen Ely Zen | Réf.: 510.682.SZ  
 Avec programme Snoezelen Ely Lisse+ | Réf.: 510.682.SL  
 Avec programme Ely Reva | Réf.: 510.682.SR



### Elysée LANIRA

Avec programme Snoezelen Ely Zen | Réf.: 510.683.SZ  
 Avec programme Snoezelen Ely Lisse+ | Réf.: 510.683.SL  
 Avec programme Ely Reva | Réf.: 510.683.SR



## Consommables

### Tablettes de désinfection

260g - 13 tablettes env. | Réf. 620.277  
 800g - 42 tablettes env. | Réf. 620.278

### Phytothérapie et aromathérapie

Nous disposons de nombreux sets et flacons d'aromathérapie, phytothérapie et huiles essentielles (set circulation, set rhumarthrose, set détente.)  
 Nous contacter pour plus d'informations

## Options

### Musicothérapie

Pour BATEIA | Réf. 510.670

### Poignée chromée

Pour LANIRA | Réf. 510.693



### Dispositif de pré-remplissage

Pour LANIRA | Réf. 510.6272

### Blocage des couleurs

(chromothérapie) | Réf. 510.636B

### Sérigraphie Zen monochrome

Contour bain | Réf. 510.655



### Sérigraphie Prisme couleur ou métal

Contour bain | Réf. 510.665



## Accessoires

### Repose tête

Pour BATEIA et LANIRA [La Lanira est livrée avec un repose tête] | Réf. 510.613

### Cale pieds

Pour BATEIA et LANIRA | Réf. 510.641

