

## ERGOBUST : Cales de maintien



### PRINCIPE

L'Ergobust permet de maintenir le buste en position droite afin de prévenir tout basculement latéral pouvant occasionner une chute du patient.

### DESCRIPTIF

Les cales de maintien Ergobust sont dotées de deux cales latérales pour maintenir le buste droit. Elles peuvent s'adapter sur tous types de fauteuils (du fauteuil de bureau au fauteuil de gériatrie, en passant par les fauteuils roulants) grâce au système de sangles réglables.

### **Composition**

**Insert(s)**

plastazote

**Housse**

Tissu Griffin (simili cuir) tissu enduit PVC ignifugé

**Référence**

**2066**

**Dimensions**

Réglable en hauteur et largeur

**Dimensions cales**

Prof 12cm x H 20cm

**Fixation**

Sangles réglables

**entretien**

Solution décontaminante non chlorée