


ICEROSS® SPORT LOCKING



Des performances incomparables. Avec sa cupule en aluminium et son contrôle renforcé de la rotation, ce manchon assure à son utilisateur des performances exceptionnelles, quel que soit le sport. Attache distale interchangeable disponible.

Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600.



INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transtibial
Niveau d'activité : Elevé à Sport

INFORMATION MANCHON

Tailles : 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34
Profil : 3mm
Matrice : 10cm ou matrice sur mesure (2-14cm)

MÉTHODE DE SUSPENSION

DISPOSITIFS



LOCKING (AVEC ATTACHE DISTALE)



MATRICE



RECOUVREMENT



SOIN ACTIF DE LA PEAU



DUROMÈTRE DOUBLE



MENTHOL

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS SPORT

| RÉFÉRENCE | PROFIL | MÉTHODE DE SUSPENSION | MATRICE |
|-----------|--------|--------------------------------|--------------------|
| I-1033XX | 3mm | Locking (avec attache distale) | 10cm |
| I-1233XX | 3mm | Locking (avec attache distale) | Sur mesure 2-14cm* |

*Pour les matrices sur mesure, merci de spécifier la longueur désirée sur votre commande. Les produits sur mesure et les commandes spéciales ne seront pas échangeables. Veuillez prendre note que la longueur de matrice peut varier de +/- 1,5cm