

ICEROSS® SLEEVE



La gaine de suspension Iceross Sleeve assure une succion durable, offre une sécurité accrue et réduit la résistance au niveau du genou. La technologie Wave facilite la flexion de la gaine, ce qui lui permet de mieux s'adapter aux mouvements de l'utilisateur. La surface verticalement ondulée de la gaine Iceross Sleeve qui recouvre le genou réduit la résistance, ce qui signifie que l'utilisateur fournit moins d'efforts pour fléchir le genou. La surface horizontalement ondulée de la gaine Iceross Sleeve qui recouvre la cuisse réduit la pression au niveau de la cuisse. Le profil de la gaine est plus épais autour des bords de l'emboîture, se concentrant ainsi sur la résistance générée dans certaines zones pour réduire l'usure.

Nous recommandons d'utiliser la gaine Iceross Sleeve avec les manchons Iceross Cushion et la valve d'expulsion L-551002.



INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transtibial

Niveau d'activité : Tous

INFORMATION PRODUIT

Tailles : 35, 41, 49, 55, 62

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS SLEEVE

Mesurer la circonférence à 15cm au dessus du centre de la rotule.

RÉFÉRENCE	TAILLE	MESURE
F-201135	35	35-41cm
F-201141	41	41-49cm
F-201149	49	49-55cm
F-201155	55	55-62cm
F-201162	62	62-76cm

Remarque : Laisser la partie supérieure dépasser d'au moins 5cm au dessus du manchon pour une parfaite étanchéité.