

CTi® - le summum de la protection et du soutien



Avec ses sangles non élastiques, le design novateur du cadre rigide en fibre de carbone permet une stabilisation particulièrement efficace des ligaments affaiblis ou endommagés.



La garniture en silicone Sensil® intégrée, aérée pour plus de confort, empêche l'orthèse de bouger.



Le nouveau design discret et affiné avec boucles placées en dessous et charnières anatomiques Accutrac™ avec butées d'extension améliorent l'ajustement et le confort. Un kit de butées de flexion est également disponible.

	Gauche	Droite
CTi Custom	B-116600010	B-116500010
CTi OA	B-116630010	B-116530010

Les orthèses CTi Custom et CTi OA doivent être commandées à l'aide du formulaire de commande CTi personnalisé et du dispositif de mesure CTi. Veuillez contacter votre service client.

CTi OTS

Taille	Largeur de genou*	Tour de genou**	Gauche	Droite
Small	8.9 - 10.2cm	27.9 - 32.1cm	B-238600112	B-238500112
Medium	10.2 - 11.4cm	32.1 - 36.2cm	B-238600113	B-238500113
Large	11.4 - 12.4cm	36.2 - 39.1cm	B-238600114	B-238500114
X-Large	12.4 - 13.3cm	39.1 - 42.2cm	B-238600115	B-238500115
XX-Large	13.3 - 14.6cm	42.2 - 46cm	B-238600116	B-238500116

*Mesure de la largeur du genou : taille M-L du genou en position porteuse standard
**Circonférence: juste en dessous de l'extrémité distale de la rotule

Accessoires


Les orthèses peuvent être assorties d'une large gamme d'accessoires, notamment les accessoires suivants :

- Kit MX - comprenant une coque de rotule, des protège-pignons et des autocollants.
- Kit LCP - pour convertir rapidement le produit en une orthèse LCP.
- Bande AMS (Anti-Migration System - système anti-migration).

Össur Europe
Ekkersrijt 4106-4114
PO Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands
Tel: +31 (0) 499 462 840 Tel: +800 3539 3668
Fax: +31 (0) 499 462 841 Fax: +800 3539 3299
Email: info-europe@ossur.com
www.ossur.com



Life Without Limitations®



CTi® -
le summum de la protection et du soutien



Life Without Limitations®

All trademarks are either trademarks or registered trademarks of Össur in selected countries



© Copyright Össur, Oktober 2009 P.953769

Lors d'une blessure aux ligaments, le genou perd les mécanismes naturels qui soutiennent et stabilisent l'articulation. Il est donc indispensable pour traiter ces symptômes de restaurer la stabilité du genou, de le protéger de toute autre blessure et de le soutenir lorsqu'il est sollicité. Aucune orthèse ne peut offrir une stabilisation aussi efficace que l'orthèse pour ligaments de genou CTi.

La conception de l'orthèse CTi, qui est utilisée avec succès depuis plus de 25 ans pour traiter les blessures aux ligaments du genou, a évolué au fil du temps, mais la philosophie de base qui la sous-tend n'a pas changé. Össur estime qu'on ne peut obtenir un niveau de stabilisation supérieur qu'en utilisant un système de soutien statique composé d'un cadre rigide enfermant le tibia et d'une sangle croisée non élastique. L'expérience acquise grâce aux milliers d'orthèses posées nous indique que nous avons raison.

L'orthèse de genou classique CTi reste la pierre angulaire de la gamme d'orthèses pour ligaments d'Össur. Grâce aux développements continus dont il a fait l'objet, le modèle a été amélioré et peaufiné pour créer une conception moderne plus performante que jamais. La gamme CTi a été adaptée et déclinée en différentes versions pour satisfaire les besoins variables de nos clients. Elle inclut entre autres modèles les célèbres orthèses CTi personnalisées et CTi OA, ainsi qu'une version standard lancée récemment. L'orthèse de genou CTi convient donc parfaitement aux besoins uniques de vos patients, quel que soit leur niveau d'activité.

Indications

- LCA, LLI, LLE, LCP*
- Instabilité en rotation et combinée



* Blessure aux ligament latéral interne (LLI), ligament latéral externe (LLE), ligament croisé antérieur (LCA), ligament croisé postérieur (LCP)

Efficace

STABILITÉ – Le cadre rigide en carbone composite laminé manuellement de l'orthèse CTi enferme le tibia, assurant ainsi un contact orthèse-os. Ce cadre combiné avec des sangles non élastiques stabilise de façon optimale l'articulation du genou et les ligaments affaiblis ou endommagés.

SUSPENSION – La garniture en silicone Sensil® permet d'empêcher l'orthèse de bouger et de tourner. De plus, une embrasse flexible placée autour du mollet réduit la force de rotation.

Unique

TOTAL SUPPORT SYSTEM™ – Le système de soutien total intégré garantit l'alignement de l'articulation et assure le soutien fonctionnel des ligaments croisés antérieur et postérieur et des ligaments latéraux.

MOUVEMENTS NATURELS – La charnière Accutrac™ imite aussi précisément que possible les mouvements naturels d'un genou sans orthèse grâce au système d'articulation pourvu de quatre barres breveté intégré.

TECHNOLOGIE DE SILICONE – Initialement développée pour les prothèses, la technologie de silicone Sensil® d'Össur a été intégrée aux orthèses de la gamme CTi. Combiné avec un tissu maillé Aerospacer, ce matériau de doublage novateur et aéré prévient tout déplacement de l'orthèse.

Utilisation Facile

CONFORT – Le design sobre et affiné du cadre avec boucles attachées en interne garantit un ajustement discret et rationalisé de l'orthèse. La garniture aérée Sensil garantit au patient un confort inégalé, tout comme les boucles flexibles surmoulées SensEdge qui éliminent également tout point de pression potentiel.

FLEXIBILITÉ – L'orthèse se décline en différentes versions, peut être assortie de divers accessoires et est proposée dans un large choix de coloris et de conceptions pour répondre aux besoins de tous les patients.

CTi OTS

CTi Custom
12 couleurs standard



Couleur CTi personnalisable (quelques exemples)



Stabilité et protection – le cadre rigide de la CTi enferme le tibia pour une stabilisation optimale de l'articulation du genou.



Suspension – la garniture en silicone Sensil® empêche l'orthèse de bouger et de tourner.



Soutien – La charnière Accutrac™ imite les mouvements naturels du genou.



Adaptabilité – Les caractéristiques et les nombreuses options de l'orthèse garantissent sa parfaite adéquation aux patients.

