


Titre du produit : Chariot de courses déambulateur Rollz Motion Flex

Aucune
image
disponible

Résumé

- Doubles fonctions : chariot de courses et déambulateur.
- Hauteur des poignées réglables (3 positions).
- Design élégant aux finitions soignées.
- Pliable et peu encombrant.
- Capacité du sac : 25 L.







Liste des prix

Couleur : Blanc	554,00 €
Couleur : Noir	554,00 €
Couleur : Vert	554,00 €
Couleur : Violet	554,00 €

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

videos : iyW2G1ooZQ0

Remboursement sécurité sociale : Oui

Poids : 7,4 kg

Poids max. supporté : 125 kg

Matière : Aluminium

Garantie : 5 ans

Largeur assise : 44 cm

Largeur hors tout : 62 cm

Profondeur assise : 17 cm

Profondeur assise : 17 cm

Hauteur assise : 62 cm

Pliable : Oui

Hauteur poignée : 80 à 100 cm

Diamètre roues : 20 cm

Freins parking : Avec freins parking

Nombre de roues : 4

Profondeur hors tout : 60 cm

Avec assise : Oui

Bariatrique : Non

Utilisation : Intérieure et extérieure

Avec appui ante-brachial : Non

Ultra léger : Non

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Chariots de courses

Largeur produit plié : 33 cm

Catégories GAd : MO Chariot de course

Catégories GAds : MO Déambulateur

Description

Découvrez le chariot de courses Rollz Motion Flex à grands freins :

- Le déambulateur Rollz Motion Flex est élégant, avec un design et des finitions soignés. A la fois déambulateur et chariot de courses, il intègre les fonctions essentielles et utiles des deux.
- Stable, sa poignée est réglable en hauteur et configurable en trois positions : vers le haut (droite), vers l'avant ou légèrement vers l'arrière. La poignée s'adapte ainsi en fonction des besoins de l'utilisateur.
- Confortable, son assise permet à l'utilisateur de se reposer. La poignée peut faire figure de dossier lorsqu'elle est repliée vers l'avant du déambulateur. Compact, le Rollz Motion Flex est pliable. Son faible encombrement vous permet de le ranger ou de le transporter avec vous en voiture.
- Ses roues sont pleines, semi-dures ainsi que ses systèmes de freins au choix en font un déambulateur très sécurisant et agréable à l'utilisation.
- Le point fort du Rollz Motion Flex est sa double fonction d'être à la fois un chariot de course et un déambulateur. Le fait, de pouvoir ainsi emmener votre chariot-déambulateur en supermarché, en centre-ville pour le shopping, ou bien où vous le souhaitez.
- Ce modèle dispose de grands freins, ce qui le rend plus facile à manier, notamment pour les personnes utilisant régulièrement les freins quand ils marchent.
- Très esthétique et disponible en deux coloris.
- Une aide afin de franchir un trottoir ou une marche.
- Utilisation du frein en position frein de parking.
- Pliable facilement.
- Maniable grâce à ses 2 roues pivotantes.
- Assise résistante et confortable.
- Stabilité.
- Sac de 25L / 20 kg.

Dimensions :

Dimensions du chariot :

- Hauteur avec poignée réglable : 80 à 100 cm.

[Voir tous les chariots de courses.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à transporter.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me déplacer.](#)

Besoin de conseils ? Découvrez notre guide [Comment choisir un déambulateur ?](#)