

GW 120 Maxi

Modèle pour personnes fortes

- Charge maximale 200 kg
- Assise souple en tissu ferme hydrofuge



Combo-Walker CW 300

Cette aide à la marche est notamment utilisée chez des patients qui n'arrivent plus à s'appuyer à l'aide des mains. Le support rembourré permet de poser les avant-bras jusqu'aux coudes et de se tenir avec les deux mains. En cas de besoin, une ceinture avec siège intégré permet de se reposer et de reprendre la marche en alternance. Le cadre supérieur est réglable en hauteur : de 1020 à 1170mm par palier de 25mm. Options sur demande.

