


POSITION ASSISE

SEATED POSITION




Flumo²

Adjonctions




Support de tablette
avec tablette blanche
Réf. : **T90-C101BCI**

Avec tablette
transparente
Réf. : **T90-C101TRCI**




Poignée de poussée
articulée
Réf. : **T62110**

Repose pieds
central angulaire
Réf. : **T90-C103**




Support de tablette
Réf. : **T90-C101**



Support de tablette
avec tablette blanche
et repose pieds
central angulaire
Réf. : **T90-C115BCI**

Avec tablette
transparente
Réf. : **T90-C115TRCI**



Support de tablette
avec repose pieds
central angulaire
Réf. : **T90-C115**



POSITION ASSISE

SEATED POSITION


Châssis

*Pliable, stable et innovant
Facilite le quotidien*

PLIMO²

Base roulante **très stable** grâce au réglage du centre de gravité, assure une sécurité optimale.

- Châssis **pliable** facilite le rangement et le transport
- Une assise **innovante** dans la fixation du socle du corset-siège, facilite l'adaptabilité et la mise en place
- Réglable en hauteur et en déclive
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette, repose-pieds...
- Un large choix de coloris



Coloris de châssis





T62-C100

Type	Réglages	Limite de poids, taille, âge
Châssis roulant pour corset-siège	Hauteur, inclinaison (max. 30°), largeur et profondeur d'assise, centre de gravité	20 kg 1,20 m 6 ans*

*À titre indicatif.

DIMENSIONS DU CHÂSSIS



A - Angulation d'assise	de 0° à 30°
B - Hauteur	de 510 mm à 570 mm
C - Largeur d'assise	de 150 mm à 400 mm
D - Empattement avant	410 mm
E - Longueur	650 mm
F - Empattement arrière	560 mm
G - Admission support tablette	∅ 25 mm - Épaisseur 2 mm
H - Épaisseur de plateau	de 10 mm à 20 mm

