

Os'care®

DISPOSITIF MEDICAL CONNECTÉ


INDICATION

Repérage de l'absence anormale du lit médical pour des personnes ayant une ou plusieurs déficiences, une ou plusieurs limitations d'activité, une ou plusieurs restrictions de la participation, ou une combinaison de déficiences, de limitations d'activité et/ou de restrictions de la participation.

PRODUIT D'ASSISTANCE POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

CODE ISO 999 : 22 27 24 (système de contrôle et de positionnement)

CODE CND : Y240999



DESCRIPTIF ET CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Application de la housse sur matelas simple ou thérapeutique non alternant.
- ▶ Poids utilisateur validé : 30 à 200 kg.
- ▶ Alimentation électrique : 220-240 V -50 Hertz
- ▶ Interface d'information :
 - Terminal mobile OSCARE_TERMINAL
 - Plateforme avec accès sécurisé
 - TAG NFC¹ OSCARE_NFC par chambre

DISPOSITIF OS'CARE (UDI-DI DE BASE 3664897000818)

ÉLÉMENT	RÉFÉRENCE	UDI-DI
BOITIER OS'CARE BOX	PB2050323	03664897000740
SUR HOUSSE CAPTANTE OS'CARE SURFACE	PB2050451	03664897000894
FAISCEAU OS'CARE CONNECT	PB2050410	03664897000764

✉ Contact@winncare-oscare.fr

🌐 www.winncare-oscare.fr

Conforme aux exigences générales du règlement (UE) 2017/745 modifié par le règlement (UE) 2020/561 relatif aux dispositifs médicaux, et au règlement (UE) 2014/53 (RED) relatif aux équipements radioélectriques.

¹Étiquette électronique équipée de la technologie NFC (Near field communication ou communication en champ proche)

Création le : 08/10/2020

Lien DT OSCARE - DT0000001



WINNOCARE FRANCE - 4 Le Passage du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Petit - France

Tél. : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07

Site de production ASKLE SANTE - Actiparc du Grézan 200 Rue Charles Tellier, 30034 Nîmes

Tél. : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00

www.winncare.fr

