

Titre du produit : Gilet périnéen respirant pour fauteuil roulant

Aucune
image
disponible

Résumé

- Prévient des chutes
- Ceinture de maintien
- Fermeture à boucle
- Tissu respirant



Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

Matière : Polyester

Matière : Polypropylène

Matière : Mousse

Matière : Polyamide

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Fauteuils roulant

Catégorie Transporteur Orkyn : Orkyn - Accessoires pour fauteuil roulant

Catégories GAds : MO Accessoires Fauteuil Roulant

Description

Caractéristiques techniques du gilet périnéen respirant pour fauteuil roulant :

Ce gilet périnéen assure une meilleure stabilité de la personne en fauteuil. Il permet le maintien d'une posture correcte par la partie abdominale ainsi que par des bretelles au niveau des épaules. Il évite ainsi à la personne de glisser, de se pencher, de chuter et prévient l'apparition de lésions dues à une mauvaise posture.

COMPOSITION :

Rembourrage : 20% suédine polyester, 20% velours polyamide, 60% mousse.

Tissu externe : 100% polyester.

Bande 100% polypropylène.

DIMENSIONS :

Largeur bretelles : 8 cm.

Longueur : 95 cm.

Largeur rembourrage entre-jambes : 13-8,5 cm.

Longueur rembourrage entre-jambes : 44 cm.

Largeur ceinture : 14,5 cm.

Longueur ceinture : 47 cm.

ENTRETIEN :

Lavage à la main ou en machine (température max : 40°).

Séchage en position horizontale.

[Voir tous les accessoires pour fauteuil roulant.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me souvenir.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à être bienveillant \(confusion , Alzheimer\).](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à apaiser les douleurs.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me redresser.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me tenir / me maintenir.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me sentir en sécurité.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.](#)